

Looprecorder


Binnenkort krijgt u een looprecorder geïmplanteerd. Dit is een apparaatje dat uw hartritme continu analyseert en indien nodig registreert.

Waarom wordt een looprecorder geïmplanteerd?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking of zeer snel of onregelmatig hartritme, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig gebleken om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een looprecorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten gehouden. De batterij van de recorder gaat ongeveer 2-3 jaar mee. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

De ingreep

U kunt zich melden op de afgesproken dag op de behandelafdeling, nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Hiervoor ontvangt u vooraf een brief van het ziekenhuis. U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te komen. De ingreep vindt plaats op de behandelafdeling, onder plaatselijke verdoving. De looprecorder wordt, via een klein sneetje in de huid, onder de huid aangebracht. Daarna wordt de wond gehecht.



Na afloop krijgt u samen met uw begeleider nog uitleg over de werking van de looprecorder. Daarna mag u weer naar huis. **U mag na de implantatie niet zelf autorijden.** Ook mag u 1-2 dagen niet douchen, daarna kan de pleister worden verwijderd.

Hoe werkt de looprecorder?

De looprecorder registreert automatisch uw hartritmestoornis, ook al merkt u deze zelf niet. Daarnaast kunt u bij klachten zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen met behulp van een app op uw eigen telefoon (of een door het ziekenhuis specifiek voor dit doel beschikbaar toestel, hiermee kunt u niet bellen of iets dergelijks). Zo kunnen enkele, door u vastgelegde, episodes worden opgeslagen. De looprecorder is er om het hartritme te monitoren, de telefoon is er om een episode op te nemen en om data te verzenden.

Hoe werkt de My Merlin app?

U installeert de My Merlin app (via de App Store of Google Play Store alvast op uw telefoon.



Voor een goede werking zijn een aantal instellingen in de telefoon van belang:

- Bluetooth aanzetten en aan laten staan
- Locatievoorziening aan
- De telefoon moet opgeladen zijn
- Internet/wifi staat aan
- Er is maximaal 1,5 m afstand tussen de telefoon en de looprecorder

Na een eigen opname wordt deze direct verzonden. Daarnaast worden iedere nacht rond 2 uur de opgeslagen episodes verzonden, hier merkt u niets van. We raden u aan om daarom 's nachts de telefoon naast het bed neer te leggen.

De verzonden episodes worden dagelijks (tijdens kantooruren) beoordeeld door de pacemaker-technici. Zodra er iets aan de hand is, wordt u op de hoogte gesteld. Let op, er wordt gebeld met een geheim nummer, meestal in de ochtend. Hoort u niks, dan is er ook niks aan de hand. De looprecorder doet het altijd, ongeacht de foutmeldingen op de telefoon.

Wanneer gebruikt u de My Merlin app?

Gebruik de app als u klachten heeft waarvoor u de looprecorder gekregen heeft zoals flauwvallen, ernstige duizeligheid en ritmestoornissen. Zorg ervoor dat u de telefoon altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is (tenzij anders afgesproken). Ook nadat de klachten voorbij zijn, kunt u de looprecorder nog activeren. Uiteraard moet dit wel zo spoedig mogelijk gebeuren (binnen 7 minuten). Het hartritme blijft opgeslagen.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers. Heeft u problemen met het apparaat, dan kunt u contact opnemen met een pacemakertehnicus. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 0513 – 685 225.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.